

# Orliman Pädiatrie



Artikel: OP1172



## ORTHESE ZUR KORREKTUR VON BEINFELHSTELLUNGEN TIB-ROT®

### Eigenschaften:

Orthese bestehend aus einem Abdominalgurt und zwei Oberschenkelstützen, welche mittels elastischen Bändern miteinander verbunden sind. Dadurch entsteht ein Zug vom Inneren der Oberschenkel zum Rücken, mit dem Ziel einer korrekten Ausrichtung der unteren Gliedmassen und zur Verbesserung des Gangbildes.


### Indikationen:

- Pathologien neurologischen Ursprungs, welche Störungen in der Ausrichtung der unteren Gliedmassen verursachen.
- Veränderungen und Beeinträchtigung des Gangbildes, welche eine Korrektur der Abduktion und/oder der Aussenrotation der unteren Gliedmassen erfordern.
- Kinderlähmung, Spina Bifida, Erkrankungen während der embryonalen Entwicklung und anderen seltenen Erkrankungen.
- Patienten mit hypotoner Muskulatur.

### Farbe:

- Blau/Grau

Grössen	Umfang A cm	Umfang B cm
0	44-50	22-30
1	48-55	28-35
2	52-61	31-40
3	56-65	37-46
4	62-71	41-50



Sanorta GmbH  
5102 Rapperswil  
Tel. 062 897 04 20  
Fax 062 897 04 21  
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch

  
**ORLIMAN®**  
Advancing for your well-being

EDITION: 12/2017