

Rodisil®



Enthält ein seitliches polyzentrisches Gelenk aus Aluminium zur medio-lateralen Stabilisierung. Die minimale Flexion von 7° verhindert eine Hyperextension des Knies und eine unphysiologische Überstreckbarkeit des Kniegelenks.

Artikel: 9107 schwarz

KNIEFÜHRUNGSBANDAGE MIT POLYZENTRISCHEN GELENKSCHIENEN, OFFENE PATELLA

Eigenschaften:

Mit dreidimensional gewobenem Gestrück hergestellt, bietet diese Orthese eine höhere transversale Elastizität und übt gleichzeitig die notwendige Kompression in jedem Bereich aus. Dieser neue gewobene Stoff bietet einen besseren Halt an der Haut und Stabilität während der Bewegung, und er benötigt keinerlei Befestigungssystem. Ein viscoelastisches Kissen in Ringform umschliesst die Kniescheibe.

Indikationen:

- Reizungerscheinungen (Tendomyopathie, Ligamentose in der ersten Phase, leichte Arthrose, posttraumatische und postoperative Arthritis).
- Gefühl der Instabilität (Kniescheibe und/oder medialateral)
- Korrektur eines leichten Genu Recurvatum, ebenso angezeigt für die Korrektur des Varus Valgus des Knies, das mit Instabilitäten des Knies in Verbindung steht.

Farbe:

- Schwarz

Größen	Umfang cm A	Umfang cm B
1	36-39	26-29
2	39-42	29-32
3	42-45	32-35
4	45-48	35-38
5	48-51	38-41
6	51-54	41-44
7	54-57	44-47

A-Punkt der Messung:
Umfang Höhe Oberschenkel

B-Punkt der Messung:
Umfang Höhe Wade

Höhe 14 cm
12 cm
Höhe 32 cm



Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch

ORLIMAN®
Advancing for your well-being

EDITION: 12/2017