

Handschienen aus Thermoplastik



Artikel: TP-6101D rechts

Artikel: TP-6101I links



HANDIMMOBILISIERUNGSSCHIENE IN FUNKTIONELLER POSITION

Eigenschaften:

Hergestellt aus Thermoplastik; auf der Innenseite mit feuchtigkeitsabsorbierendem Frotteestoff ausgekleidet. Versehen mit 3 starken Velours-Riemen mit Sicherheitseinsätzen im Handgelenk und im Unterarm. Haken-Verschluss-System. Der Thermoplastik kann mit Heissluft angeformt werden. Die Orthese beschränkt so weit wie möglich die Funktionsbewegung des Handgelenks, der Hand und der Finger, mit leichter Beugung von 10° der Daumen Abduktion.


Indikationen:

- Neurologischer Schaden des zentralen oder peripheren Ursprungs (spastische und schlaffe Lähmung)
- Als Behandlung für die Prävention von rheumatischen Verformungen sowie für die Schmerzlinderung und zur Reduzierung von Entzündungen.
- Karpaltunnelsyndrom.

Farbe:

- Weiss

Grössen	Breite cm	Länge cm
1	6-7	34
2	7-8	36
3	8-9	38
4	9-10	40



Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch



EDITION: 01/2018