

Malleo Dynastab Boa®



Artikel: 2351

MALLEO DYNASTAB BOA SPRUNGGELLENK-ORTHESE

Eigenschaften:

- Stabilisierung des Sprunggelenks durch laterale und mediale Verstärkungselemente und separat fixierbaren Kreuzgurt
- Optimale Stabilisierung beim Tragen im Schuh
- Aussparung an der Ferse zum Schutz der Achillessehne

Indikationen:

- Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen Grad 1 + 2
- Postoperativ nach Bandrekonstruktionen
- Hyperlaxität des Bandapparates

Farbe:

- Grau / Hellblau

Größen	Umfang cm
1	19 – 22
2	22 – 26
3	26 – 30



Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch



EDITION: 01/2021