

# IV-Therapie Fuss-Schienen Pädiatrie



Artikel: 949

## I.V. FUSS SCHIENE

### Eigenschaften:

Die TLC®-Fusschiene ist ergonomisch so gestaltet, dass sie der natürlichen Beugung im Knöchel eines Säuglings entspricht, um so das Gelenk zu stabilisieren, wenn eine Fussstelle für die IV-Therapie erforderlich ist. Es kann medial oder lateral am rechten oder linken Fuss verwendet werden und bietet Zugang zur Vena saphena magna, zum Fussrücken und den umgebenden Venen an der Fussoberseite.

### Funktionen:

- Weiche Bänder sichern die Schiene mit minimaler Spannung
- Geschlossenzelliges Schaumstoffpolster bietet eine hygienische, komfortable und versiegelte Oberfläche.
- Einfache Beurteilung der Extremität durch Öffnungen für Pflege und stündliche Inspektion.
- Ergonomische Form unterstützt den Knöchel.
- Weich abgerundete Enden bieten Komfort für das umliegende Gewebe.
- Verstellbare, wiederverschliessbare Velcro®-Laschen verhindern ein Überkleben von empfindlicher Haut.
- Maximiert die Verweilzeit, minimiert die Notwendigkeit schmerzhafter, traumatischer Neustarts.
- Universelles Design für mediale oder laterale Seite

### Eigenschaften Material

- Feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Sicher für MRI
- Ohne Latex
- Ohne Weichmacher (Diethylhexylphthalat (DEHP) und Bisphenol A)

### Grössen:

#### Pädiatrie:

Art.-Nr. 949XS-Foot	0 – 4 Monate	2,5 – 7 kg
Art.-Nr. 949S-Foot	4 – 12 Monate	6 – 12 kg



### Verpackungseinheiten:

Originalverpackung:	100 Stück
Mindestbestellmenge:	25 Stück



Sanorta GmbH  
5102 Rapperswil  
Tel. 062 897 04 20  
Fax 062 897 04 21  
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch



**I.V. HOUSE**  
Protection Over and Above