


Schulter Abduktionskissen



Beidseitige Schlinge



Übungsball zur Aufrechterhaltung des Muskeltonus der Hand sowie Verbesserung der Durchblutung



Kissen für eine 15° Abduktion
2 Kissen können für eine Abduktion von 30° verbunden werden

Artikel: C-45



SCHULTER ABDUKTIONSKISSEN (15°/30°)

Eigenschaften:


Hergestellt aus atmungsaktivem Wabenstoff, der eine freie Luftzirkulation zur Vermeidung von möglichen Reizungen ermöglicht. Mit Übungsball für die Hand, um den Muskeltonus in der Hand aufrecht zu erhalten und die Durchblutung zu verbessern. Externe Rotation 15° oder 30°.

Indikationen:

- Als orthopädische Positionierungsmethode bei Verstauchungen, Luxationen und glenohumeralen Subluxationen.
- Kapsel Verschiebung
- Eingriff an der Rotatorenmanschette
- Klebstoff Capsulitis
- Entrapment Syndrom
- Konservative Behandlung bei akuter oder chronischer Bursitis
- Nach arthroskopischer Behandlung einer Bankart Läsion
- Arthroplastik

Farbe:

- Blau

Größen	Länge cm	
1	<30	
2	36	
3	>42	



Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch



EDITION: 12/2017