

# IV-Therapie

## Arm-Schienen Pädiatrie und Erwachsene



### Artikel: 939

#### I.V. ARM SCHIENE

##### Eigenschaften:

Die TLC® Armschiene ist ergonomisch für Patienten von der Pädiatrie bis zum Erwachsenen konzipiert, um Handgelenk, Unterarm und Hand in der idealen Position für die IV-Therapie zu halten. Die einzigartigen Öffnungen der TLC-Handgelenkschiene ermöglichen es dem Pflegepersonal, den Arm mit dem IV-Katheter zu berühren, zu betrachten und zu vergleichen, um auf frühe Anzeichen von Komplikationen wie Infiltration und Extravasation zu prüfen, die zum Kompartmentsyndrom führen können.

##### Funktionen:

- Durch die Öffnungen, einfache Beurteilung der palmaren Seite der Hand und des Unterarms
- Die Schalenform stützt den Unterarm und zentriert den Arm auf der Schiene.
- Ergonomisches Design verhindert Druckstellen auf der Haut
- Die weichen Bänder können einfach angepasst werden, um so eine Einschränkung der Durchblutung zu verhindern
- Verstellbare Velcro®-Verschlüsse verhindern ein Überkleben empfindlicher Haut.
- Maximiert die Verweilzeit, minimiert die Notwendigkeit schmerzhafter, traumatischer Neustarts.
- Universelles Design passt zu beiden Armen. Kleinere Grössen auch ohne Bänder erhältlich.

##### Eigenschaften Material

- Feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Sicher für MRI
- Ohne Latex
- Ohne Weichmacher (Diethylhexylphthalat (DEHP) und Bisphenol A)

##### Grössen:

###### Pädiatrie:

Art.-Nr. 939S-Ultra	0 – 12 Monate	2,5 – 12 kg
Art.-Nr. 939M-Ultra	12 – 36 Monate	9 – 15 kg
Art.-Nr. 939L-Ultra	3 – 10 Jahre	12 – 41 kg



###### Jugendliche und Erwachsene:

Art.-Nr. 939XL-W-Ultra	ab 10 Jahre	über 40 kg
------------------------	-------------	------------



##### Verpackungseinheiten:

Originalverpackung:	100 Stück
Mindestbestellmenge:	25 Stück



Sanorta GmbH  
5102 Rapperswil  
Tel. 062 897 04 20  
Fax 062 897 04 21  
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch



**I.V. HOUSE**  
Protection Over and Above